

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale:	SILKAM® (BBS)
Descrizione Prodotto:	POLIFILAMENTO NATURALE INTRECCIATO/RITORTO E RIVESTITO NON ASSORBIBILE
Divisione:	Aesculap
Prodotto da:	B. Braun Surgical S.A. Carretera de Terrassa 121, Rubí, Spagna Registro Mercantil de Societades de Barcelona Hoja n B-150083, Folio 1, Tomo 29126 RIF. ES-A-61123782
Officina di produzione:	B.Braun Surgical S.A., Rubí, Spagna
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazioni:	D.O.C., CE, ISO
Ente certificatore:	0123
Classe di rischio:	Vedi elenco allegato
Codice CND:	Vedi elenco allegato

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Indicazioni:

SILKAM® è indicato per l'approssimazione di tessuti ove sia necessaria una sutura permanente o qualora la tecnica utilizzata preveda la rimozione della sutura ad avvenuta cicatrizzazione.

Precauzioni:

Da usare in conformità alle necessità chirurgiche. Assicurarsi che eventuali strumenti chirurgici, quali pinze o porta-ago non danneggino il filo. L'utilizzatore dovrà essere già esperto nelle tecniche di sutura chirurgiche prima di utilizzare il prodotto è indicato per l'approssimazione di tessuti ove sia necessaria una sutura permanente.

Reazioni a contatto con agenti topici disinfettanti:

Gli studi effettuati in sede di progettazione e sviluppo e l'ormai consolidato uso clinico non hanno evidenziato reazioni di incompatibilità tra il prodotto e agenti topici disinfettanti.

INFORMAZIONI TECNICHE

COMPOSIZIONE

SILKAM® : Filamenti intrecciati in polipeptide (seta naturale) rivestiti con cera d'api e paraffina raffinata

CARATTERISTICHE

La produzione si avvale:

- di un avanzato processo di estrusione della molecola;
- di un avanzato processo di intreccio;
- di un avanzato processo di rivestimento.

Tutto questo garantisce:

- un grado di memoria minore e facilità di eliminazione della memoria stessa;
- una eccellente maneggevolezza e morbidezza, grazie anche alla ottimale uniformità di superficie e calibro;
- una eccellente scorrevolezza, e un aspetto della sutura liscio e levigato;
- uniformità di calibro, che consente facilità di scorrimento e ridotto coefficiente di attrito al passaggio intratessutale;
- minimizzazione della capillarità;
- una eccellente tenuta del nodo, con grande facilità di annodamento, posizionamento del nodo, tenuta del nodo e resistenza alla trazione del nodo stesso;
- una superiore resistenza alla trazione del filo dritto per tutto il periodo di cicatrizzazione.

Colorazione:

SILKAM® è di colore nero, colorato con Sulfur Black 1 C.I. 53185 o Hematein (Logwood - 21 CFR73.1410) VIRGIN SILK 8/0 e 9/0 è di colore blu ottenuto con Methylene C.I. 52015.

GAMMA DI PRODOTTO

SILKAM® è disponibile sia in combinazioni atraumatiche che come fili liberi.

Tutti gli aghi dei fili montati sono forati meccanicamente ed i controlli sono fatti con sistema computerizzato. Tutti gli aghi sono a canale chiuso, questo garantisce una minor traumaticità durante il passaggio tissutale e un ottimale rapporto ago-filo.

Calibri disponibili: Da E.P. 0.3 a E.P. 8.

Lunghezze filo disponibili: Da 30 cm a 250 cm di lunghezza.

Lunghezze ago disponibili: da 8 mm a 60 mm.

Ampiezza della gamma di prodotto: si veda lista codici in allegato.

CARICHI DI ROTTURA

Calibro EP-USP	Resistenza tensile sul nodo/Kg. Valore medio	Resistenza tensile sul nodo/N. Valore medio	Resistenza attacco ago/filo Kg. Valore medio	Resistenza attacco ago/filo N. Valore medio
0,4-8/0	0,10	0,98	0,11	0,58
0,5-7/0	0,15	1,47	0,18	1,96
0,7-6/0	0,32	3,13	0,37	3,92
1-5/0	0,67	6,56	1,08	10,92
1,5-4/0	1,03	10,09	1,28	12,25
2-3/0	1,43	14,01	1,57	14,7
3-2/0	2,41	23,62	3,07	23,52
3,5-0	3,50	34,30	3,48	36,26
4-1	4,27	41,84	4,43	39,2
5-2	5,64	55,27	5,81	57

CARATTERISTICHE DEGLI AGHI

Acciaio inox secondo le norme DIN 17440 7/85, che garantisce atraumaticità costante oltre che facilità e rapidità di penetrazione attraverso i tessuti anche dopo più passaggi. Gli aghi montati su SILKAM® sono tutti di colore "silver" o acciaio naturale.

Altre caratteristiche:

- Stabilità sul porta aghi
- Corrispondenza di calibro ago-filo, atraumaticità e tenuta della congiunzione ago-filo
- Duttilità e resistenza alle deformazioni e alle rotture

Elemento	Serie	Serie	Serie
	300	420	455
Carbonio	<0.15	0.33	0.03
Manganese	<2.0	1.0	0.5
Fosforo	<0.045	0.04	0.015
Zolfo	<0.03	0.03	0.015
Titanio			2.0/2.2
Silicio	<1.0	1.0	0.5
Cromo	17.0/19.0	12/14.5	11.5/12.5
Nichel	8.0/10.0	0.5	9.2/10.3
Molibdeno		0.06	0.5

Rame			1.4/2.5
Ferro	a 100 %	a 100 %	a 100 %
Modulo di Young (modulo di elasticità)	200.000 N/mm ² 20.500 kg/mm ²	200.000 N/mm ² 20.500 kg/mm ²	200.000 N/mm ² 20.500 kg/mm ²
Durezza (Rc)	55.2	55.2	55.2

Per identificare le diverse tipologie di ago, B.Braun usa la seguente nomenclatura:

CURVATURA		CORPO		PUNTA		LUNGHEZZA	SPESSORE	
S	1/8 cerchio	R	Cilindrico	T	punta trocar	Questa misura si riferisce alla distanza tra punta e coda dell'ago, misurata lungo la lunghezza dell'ago in mm.	ff	super sottile
V	1/4 cerchio	S	Tagliente	N	punta smussa		f	ago sottile
D	3/8 cerchio	L	Lanceolato	S	punta sternale		s	rinforzato
H	1/2 cerchio			C	punta tagliente corta		ss	super rinforzato
F	5/8 cerchio			M	micro punta		v	a rottura controllata
G	retto			MP	punta di precisione		b	nero
P	curvatura progressiva			m	micro ago			
J	uncino			mV	micro vascolare			

CONTROLLI DI QUALITA'

Controlli di Qualità Fornitori:

Le materie prime acquistate presso altre aziende vengono poi controllate da B. Braun, secondo standard qualitativi ufficialmente riconosciuti.

Controlli di Qualità in accettazione:

La procedura minima di controllo di Qualità del materiale in accettazione prevede:

- verifica del certificato di conformità ai requisiti prestabiliti;
- rigoroso esame fisico delle caratteristiche (verifica del calibro e della sua uniformità, resistenza tensile lineare e sul nodo, ecc.);
- nel caso di elementi chimici, come l'acido glicolico, analisi chimica, secondo protocolli ufficialmente riconosciuti.

Controlli di qualità "in process":

Ogni singola fase del ciclo produttivo viene sottoposta a rigorosi esami di controllo, in modo da garantire che essa risponda alle specifiche prestabilite.

Controlli di qualità sui prodotti finiti:

Al termine del ciclo produttivo, a prodotto finito e sterilizzato, vengono presi da ogni lotto dei campioni, a caso, dove vengono effettuati tutti i controlli necessari atti a garantire la rispondenza agli standard USP ed EP, ma soprattutto agli standard B. Braun che sono molto più restrittivi. I campioni, dopo essere stati controllati, vengono conservati.

Tra i controlli che vengono effettuati ci sono:

- controllo visivo;
- test di sterilità;
- analisi chimica ;
- test fisici per garantire la rispondenza alle specifiche USP ed EP.
- controlli a campione volti a valutare la resistenza del filo al carico di rottura su filo semplice e su filo annodato;
- verifica della uniformità di calibro;
- dopo un adeguato periodo di quarantena successivo alla sterilizzazione dei fili viene valutata nuovamente la resistenza (intesa come carico di rottura) e vengono effettuati saggi di valutazione della sterilità.

Le suture B.Braun sono conformi ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 46 del 24 Febbraio 1997 (attuazione della Direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici) e successive modifiche e aggiornamenti con particolare riferimento al D. Lgs. n- 37 del 25 Gennaio 2010 (recepimento della Direttiva 2007/47/CE) e rispondenti ai requisiti di confezionamento ed etichettatura richiamati dalla sopracitata normativa.

Le suture B.Braun sono conformi alle norme di buona fabbricazione, ai requisiti stabiliti dalla ultima edizione disponibile della Farmacopea Ufficiale e Farmacopea Europea, nonché alle norme sulle modalità e sui metodi di sterilizzazione. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle suture B.Braun sono di ultima generazione.

B.Braun ha provveduto alla registrazione dei fili da sutura in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, completa del numero di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici di cui all'art. 57 comma1 della Legge 27 dicembre 2002 – n. 289. Il numero di repertorio di ogni articolo è riportato nella lista codici in allegato.

Tutte le suture B.Braun sono fabbricate in materiale idoneo per esclusivo uso medicale, interamente sterili, monouso, apirogene, atossiche (con particolare riferimento agli ftalati come al punto 7.5 dell'allegato 1 della Legge 247/44 del 2007).

Tutte le suture B.Braun, una volta sterilizzate, sono confezionate in idoneo materiale, che consente il mantenimento della sterilità del prodotto nel tempo e garantisce un'efficace barriera contro polvere ed umidità, come da normativa di riferimento UNI EN ISO 11607-1: 2017.

DATI TECNICI

Monouso:	Sì
Poliuso:	no
Sterile alla vendita:	SI
Risterilizzabile:	NO
Medodo di sterilizzazione:	Raggi Gamma
Validità:	Durata della stabilità a confezionamento integro: 5 anni dalla data di sterilizzazione, indicata sulla confezione e su ogni singola busta.
Presenza di lattice:	No
Confezionamento:	<p>Il confezionamento primario è un doppio confezionamento sterile, che garantisce facilità di apertura della busta e di estrazione della sutura, accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago stesso. All'interno della confezione primaria e sulla confezione secondaria sono presenti tutte le informazioni che consentono l'identificazione del filo e dell'ago (tipo di filo, calibro della sutura e dell'ago).</p> <p>Descrizione della confezione: La confezione esterna è una scatola di cartoncino sigillata con una pellicola di cellophane dotata di linea guida per apertura a strappo. La confezione interna è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - involucro esterno: tipo peel-pack, con indicatore di sterilità; composto da carta medica e pellicola di PETP/PE; - involucro interno: prodotto secondo norme DIN 1712/3 in alluminio; - supporto del filo: per i fili atraumatici cartoncino ricoperto con LDPE, per i fili liberi bobina in PE; <p>etichettatura: secondo le normative vigenti. In lingua italiana sia sulla confezione che su ogni singola busta. Confezione da 12, 24, 36 buste tipo DDP La lettera, che precede la parte numerica del codice, individua la quantità di buste per confezione: G = 12 buste, B = 24 buste, C = 36 buste.</p> <p>Assenza di lattice e ftalati anche nel confezionamento. Tutti i prodotti offerti sono muniti di codice identificativo di tipo data matrix (EAN-128), posto sia sul confezionamento secondario sia sul confezionamento primario, in conformità agli standard previsti. Detto codice a barre garantisce un'unica identificazione di prodotto per ciascuna combinazione.</p>
Biocompatibilità	Sì

	I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
Presenza ftalati:	No

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
B0262110	SILKAM BLACK 3 (6) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 24	1256284/R
B0262129	SILKAM NERO 4 (6) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 24	1264416/R
B0262145	SILKAM NERO 6 (8) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 24	404692/R
B0263672	SILKAM BLACK 0 (3,5) 10X60CM	H010202020302	IIb	SCA 24	925287/R
B0263680	SILKAM NERO 1 (4) 10X60CM	H010202020302	IIb	SCA 24	404691/R
B0263893	SILKAM NERO 1 (4) 13X60CM	H010202020302	IIb	SCA 24	925155/R
B0264490	SILKAM NERO 1 (4) 5X75CM	H010202020302	IIb	SCA 24	925286/R
B0264679	SILKAM NERO 0 (3,5) 10X75CM	H010202020302	IIb	PAC da 24 PZ	1526650/R
B0264695	SILKAM NERO 1 (4) 10X75CM DDP	H010202020302	IIb	SCA 24	938915/R
B0266507	SILKAM NERO 2 (5) 5X45CM	H010202020302	IIb	SCA 24	925288/R
B0266671	SILKAM NERO 0 (3,5) 10X45CM	H010202020302	IIb	SCA 24	925289/R
B0266698	SILKAM NERO 1 (4) 10X45CM	H010202020302	IIb	SCA 24	925290/R
B0762784	SILKAM BLACK 2 (5) 75CM DS48	H010202020301	IIb	SCA 24	1256280/R
C0262048	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404669/R
C0262056	SILKAM NERO 3/0 (2) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404670/R
C0262064	SILKAM NERO 2/0 (3) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404671/R
C0262072	SILKAM NERO 0 (3,5) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404672/R
C0262099	SILKAM NERO 1 (4) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404673/R
C0262102	SILKAM NERO 2 (5) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404674/R
C0262110	SILKAM NERO 3 (6) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404675/R
C0262129	SILKAM NERO 4 (6) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404676/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0262137	SILKAM NERO 5 (7) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404677/R
C0263664	SILKAM NERO 2/0 (3) 10X60CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404659/R
C0263672	SILKAM NERO 0 (3.5) 10X60CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404660/R
C0263842	SILKAM NERO 4/0 (1,5) 13X60CM	H010202020302	IIb	SCA 36	925157/R
C0263850	SILKAM NERO 3/0 (2) 13X60CM	H010202020302	IIb	SCA 36	925156/R
C0263869	SILKAM NERO 2/0 (3) 13X60CM	H010202020302	IIb	SCA 36	925154/R
C0264067	SILKAM NERO 2/0 (3) 2X75CM	H010202020301	IIb	SCA 36	404694/R
C0264091	SILKAM NERO 1 (4) 2X75CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404661/R
C0264105	SILKAM NERO 2 (5) 2X75CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404662/R
C0264440	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 5X75CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404663/R
C0264458	SILKAM NERO 3/0 (2) 5X75CM	H010202020302	IIb	SCA 36	925196/R
C0264466	SILKAM NERO 2/0 (3) 5X75CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404664/R
C0264474	SILKAM NERO 4 (6) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404665/R
C0264490	SILKAM NERO 1 (4) 5X75CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404666/R
C0264652	SILKAM NERO 3/0 (2) 10X75CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404667/R
C0264660	SILKAM NERO 2/0 (3) 10X75CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404668/R
C0266248	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 3X45CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404645/R
C0266256	SILKAM NERO 3/0 (2) 3X45CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404646/R
C0266264	SILKAM NERO 2/0 (3) 3X45CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404647/R
C0266272	SILKAM NERO 0 (3.5) 3X45CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404648/R
C0266299	SILKAM NERO 1 (4) 3X45CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404649/R
C0266302	SILKAM NERO 2 (5) 3X45CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404650/R
C0266310	SILKAM NERO 3 (6) 3X45CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404651/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0266477	SILKAM NERO 0 (3.5) 5X45CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404652/R
C0266507	SILKAM NERO 2 (5) 5X45CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404653/R
C0266639	SILKAM NERO 5/0 (1) 10X45CM	H010202020302	IIb	SCA 36	925158/R
C0266647	SILKAM NERO 0 (3.5) 5X75CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404654/R
C0266655	SILKAM NERO 3/0 (2) 10X45CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404655/R
C0266663	SILKAM NERO 2/0 (3) 10X45CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404656/R
C0266671	SILKAM NERO 0 (3.5) 10X45CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404657/R
C0266698	SILKAM NERO 1 (4) 10X45CM	H010202020302	IIb	SCA 36	404658/R
C0736023	SILKAM BLU 8/0 (0.4) 45CM DSMP6 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	383334/R
C0760021	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 45CM HR10	H010202020301	IIb	SCA 36	404727/R
C0760030	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM HR10	H010202020301	IIb	SCA 36	383335/R
C0760048	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 45CM HR10	H010202020301	IIb	SCA 36	404723/R
C0760072	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM HR13	H010202020301	IIb	SCA 36	383336/R
C0760080	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 45CM HR13	H010202020301	IIb	SCA 36	383337/R
C0760099	SILKAM NERO 3/0 (2) 45CM HR13	H010202020301	IIb	SCA 36	925214/R
C0760129	SILKAM NERO 5/0 (1) 75CM HR17	H010202020301	IIb	SCA 36	383338/R
C0760137	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM HR17	H010202020301	IIb	SCA 36	383339/R
C0760145	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM HR17	H010202020301	IIb	SCA 36	383340/R
C0760153	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HR17	H010202020301	IIb	SCA 36	383341/R
C0760235	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM HR20 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	404696/R
C0760293	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM HR22	H010202020301	IIb	SCA 36	383342/R
C0760307	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM HR22	H010202020301	IIb	SCA 36	383343/R
C0760315	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HR22	H010202020301	IIb	SCA 36	383344/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0760404	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM HR26	H010202020301	IIb	SCA 36	383345/R
C0760412	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM HR26	H010202020301	IIb	SCA 36	383346/R
C0760420	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HR26	H010202020301	IIb	SCA 36	383347/R
C0760439	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM HR26	H010202020301	IIb	SCA 36	383348/R
C0760447	SILKAM NERO 1 (4) 75CM HR26	H010202020301	IIb	SCA 36	383349/R
C0760463	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM HR30	H010202020301	IIb	SCA 36	383350/R
C0760471	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HR30	H010202020301	IIb	SCA 36	383351/R
C0760480	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM HR30	H010202020301	IIb	SCA 36	383352/R
C0760498	SILKAM NERO 1 (4) 75CM HR30	H010202020301	IIb	SCA 36	383353/R
C0760501	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM HR37	H010202020301	IIb	SCA 36	383354/R
C0760510	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HR37	H010202020301	IIb	SCA 36	383355/R
C0760528	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM HR37	H010202020301	IIb	SCA 36	383356/R
C0760536	SILKAM NERO 1 (4) 75CM HR37	H010202020301	IIb	SCA 36	383357/R
C0760544	SILKAM NERO 2 (5) 75CM HR37	H010202020301	IIb	SCA 36	383358/R
C0760625	SILKAM NERO 1 (4) 75CM HR48	H010202020301	IIb	SCA 36	383362/R
C0760633	SILKAM NERO 2 (5) 75CM HR48	H010202020301	IIb	SCA 36	925215/R
C0760739	SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM HRC26	H010202020301	IIb	SCA 36	1390803/R
C0760740	SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM HRC26	H010202020301	IIb	SCA 36	1390804/R
C0760765	SILKAM BLACK 4/0 (1,5) 75CM HRC17	H010202020301	IIb	SCA 36	1390800/R
C0760766	SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM HRC17	H010202020301	IIb	SCA 36	1390801/R
C0760767	SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM HRC17 DDP	H010202020301	IIb	SCA 36	1390802/R
C0760927	SILKAM NERO 1 (4) 75CM HR26S	H010202020301	IIb	SCA 36	925179/R
C0760960	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM HR37S	H010202020301	IIb	SCA 36	383359/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0760978	SILKAM NERO 1 (4) 75CM HR37S	H010202020301	IIb	SCA 36	383360/R
C0760986	SILKAM NERO 2 (5) 75CM HR37S	H010202020301	IIb	SCA 36	383361/R
C0761010	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 45CM DR10	H010202020301	IIb	SCA 36	383363/R
C0761028	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM DR10	H010202020301	IIb	SCA 36	925180/R
C0761060	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 45CM DR12	H010202020301	IIb	SCA 36	383364/R
C0761079	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM DR12	H010202020301	IIb	SCA 36	383365/R
C0761133	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 45CM DR15	H010202020301	IIb	SCA 36	383370/R
C0761150	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM DR15	H010202020301	IIb	SCA 36	925396/R
C0761192	SILKAM NERO 5/0 (1) 75CM DR18	H010202020301	IIb	SCA 36	925216/R
C0761206	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM DR18	H010202020301	IIb	SCA 36	404724/R
C0761214	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM DR18	H010202020301	IIb	SCA 36	383372/R
C0761290	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 45CM GR19	H010202020301	IIb	SCA 36	383373/R
C0761298	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 75CM DR13	H010202020301	IIb	SCA 36	404700/R
C0761508	SILKAM NERO 2 (5) 75CM DR32	H010202020301	IIb	SCA 36	404728/R
C0761613	SILKAM NERO 0 (3.5) 90CM GR51	H010202020301	IIb	SCA 36	925181/R
C0761999	SILKAM NERO 1 (4) 90CM DS24	H010202020301	IIb	SCA 36	383366/R
C0762024	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 45CM DS9	H010202020301	IIb	SCA 36	383405/R
C0762032	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM HS15	H010202020301	IIb	SCA 36	383378/R
C0762040	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 45CM HS15	H010202020301	IIb	SCA 36	383379/R
C0762059	SILKAM NERO 3/0 (2) 45CM HS15	H010202020301	IIb	SCA 36	383380/R
C0762067	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 45CM DS12	H010202020301	IIb	SCA 36	383406/R
C0762075	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM DS12	H010202020301	IIb	SCA 36	383407/R
C0762083	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 45CM DS12	H010202020301	IIb	SCA 36	383408/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0762091	SILKAM NERO 3/0 (2) 45CM DS12	H010202020301	IIb	SCA 36	383409/R
C0762113	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 45CM DS16	H010202020301	IIb	SCA 36	383415/R
C0762121	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM DS16	H010202020301	IIb	SCA 36	383416/R
C0762130	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 45CM DS16	H010202020301	IIb	SCA 36	383417/R
C0762148	SILKAM NERO 3/0 (2) 45CM DS16	H010202020301	IIb	SCA 36	383418/R
C0762199	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 36	383425/R
C0762202	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 45CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 36	383426/R
C0762210	SILKAM NERO 3/0 (2) 45CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 36	383427/R
C0762229	SILKAM NERO 2/0 (3) 45CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 36	383428/R
C0762245	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM HS21	H010202020301	IIb	SCA 36	383383/R
C0762253	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 45CM HS21	H010202020301	IIb	SCA 36	383384/R
C0762261	SILKAM NERO 3/0 (2) 45CM HS21	H010202020301	IIb	SCA 36	383385/R
C0762300	SILKAM NERO 3/0 (2) 45CM HS23	H010202020301	IIb	SCA 36	383390/R
C0762326	SILKAM NERO 2/0 (3) 45CM HS23	H010202020301	IIb	SCA 36	383391/R
C0762334	SILKAM NERO (2,5) 75CM DS24	H010202020301	IIb	SCA 36	404721/R
C0762342	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM DS24	H010202020301	IIb	SCA 36	383436/R
C0762350	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM DS24	H010202020301	IIb	SCA 36	383437/R
C0762369	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM DS24	H010202020301	IIb	SCA 36	383438/R
C0762377	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM DS24	H010202020301	IIb	SCA 36	383439/R
C0762384	SILKAM BLACK 1 (4) 75CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 36	925203/R
C0762393	SILKAM BLACK 1 (4) 75CM DS45	H010202020301	IIb	SCA 36	925876/R
C0762407	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM HS26	H010202020301	IIb	SCA 36	383392/R
C0762415	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM HS26	H010202020301	IIb	SCA 36	383393/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0762423	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HS26	H010202020301	IIb	SCA 36	383394/R
C0762431	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM HS26	H010202020301	IIb	SCA 36	383395/R
C0762440	SILKAM NERO 1 (4) 75CM HS26S	H010202020301	IIb	SCA 36	383333/R
C0762466	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM DS30	H010202020301	IIb	SCA 36	383440/R
C0762474	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM DS30	H010202020301	IIb	SCA 36	383441/R
C0762482	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM DS30	H010202020301	IIb	SCA 36	383442/R
C0762490	SILKAM NERO 1 (4) 75CM DS30	H010202020301	IIb	SCA 36	383443/R
C0762504	SILKAM NERO 2 (5) 75CM DS30	H010202020301	IIb	SCA 36	383444/R
C0762547	SILKAM NERO 3/0 (2) 45CM HS18	H010202020301	IIb	PAC da 36 PZ	1700918/R
C0762598	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM DS39	H010202020301	IIb	SCA 36	383448/R
C0762601	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM DS39	H010202020301	IIb	SCA 36	383449/R
C0762610	SILKAM NERO 1 (4) 75CM DS39	H010202020301	IIb	SCA 36	383450/R
C0762615	SILKAM NERO 0 (3.5) 90CM DS39	H010202020301	IIb	SCA 36	383482/R
C0762628	SILKAM NERO 2 (5) 75CM DS39	H010202020301	IIb	SCA 36	383451/R
C0762644	SILKAM NERO 4/0 (1,5) 75CM GS60	H010202020301	IIb	SCA 36	1060246/R
C0762652	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM GS60	H010202020301	IIb	SCA 36	404713/R
C0762660	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM GS60	H010202020301	IIb	SCA 36	383459/R
C0762679	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM GS60	H010202020301	IIb	SCA 36	383460/R
C0762709	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM GS75	H010202020301	IIb	SCA 36	383462/R
C0762717	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM GS75 PEEL	H010202020301	IIb	SCA 36	383463/R
C0762741	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM GS51	H010202020301	IIb	SCA 36	383455/R
C0762750	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM GS51	H010202020301	IIb	SCA 36	383457/R
C0762760	SILKAM NERO 0 (3,5) 70CM GS51	H010202020301	IIb	SCA 36	925221/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0762768	SILKAM NERO 1 (4) 75CM GS51	H010202020301	IIb	SCA 36	383458/R
C0762776	SILKAM NERO 1 (4) 75CM DS48	H010202020301	IIb	SCA 36	383453/R
C0762784	SILKAM NERO 2 (5) 75CM DS48	H010202020301	IIb	SCA 36	383454/R
C0762814	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM DS48	H010202020301	IIb	SCA 36	383452/R
C0762954	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HS37S	H010202020301	IIb	SCA 36	383400/R
C0762970	SILKAM NERO 1 (4) 75CM HS37S	H010202020301	IIb	SCA 36	383403/R
C0763136	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM HRT17	H010202020301	IIb	SCA 36	404314/R
C0763144	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM HRT17	H010202020301	IIb	SCA 36	383375/R
C0763152	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HRT17	H010202020301	IIb	SCA 36	383376/R
C0763217	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM DRT18	H010202020301	IIb	SCA 36	383483/R
C0763411	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM HRT26	H010202020301	IIb	SCA 36	925177/R
C0763420	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HRT26	H010202020301	IIb	SCA 36	383401/R
C0763527	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM HRT37	H010202020301	IIb	SCA 36	925182/R
C0764000	SILKAM NERO 7/0 (0.5) 45CM DS9	H010202020301	IIb	SCA 36	925217/R
C0764060	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 75CM DS16	H010202020301	IIb	SCA 36	383419/R
C0764086	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM HR13	H010202020301	IIb	SCA 36	404317/R
C0764094	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM HR13	H010202020301	IIb	SCA 36	404318/R
C0764124	SILKAM NERO 5/0 (1) 75CM DS16	H010202020301	IIb	SCA 36	383420/R
C0764132	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM DS16	H010202020301	IIb	SCA 36	383421/R
C0764140	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM DS16	H010202020301	IIb	SCA 36	383422/R
C0764159	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM DS16	H010202020301	IIb	SCA 36	383423/R
C0764175	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HS21	H010202020301	IIb	SCA 36	383389/R
C0764183	SILKAM NERO 1 (4) 75CM DS35	H010202020301	IIb	SCA 36	383447/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0764184	SILKAM BLACK 2 (5) 75CM DS35 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	925204/R
C0764248	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM HS21	H010202020301	IIb	SCA 36	383388/R
C0764302	SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM HS23	H010202020301	IIb	SCA 36	1281876/R
C0764303	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HS23 DDP	H010202020301	IIb	SCA 36	404703/R
C0764388	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM HS37S	H010202020301	IIb	SCA 36	383402/R
C0764396	SILKAM NERO 2 (5) 75CM HS37S	H010202020301	IIb	SCA 36	383404/R
C0764620	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM HS30	H010202020301	IIb	SCA 36	383397/R
C0764647	SILKAM NERO 1 (4) 75CM HS30	H010202020301	IIb	SCA 36	383398/R
C0764655	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM GS51	H010202020301	IIb	SCA 36	925222/R
C0764690	SILKAM NERO 1 (4) 75CM GS60	H010202020301	IIb	SCA 36	383461/R
C0764698	SILKAM NERO 2 (5) 75CM HS30	H010202020301	IIb	SCA 36	383399/R
C0764760	SILKAM BLACK 0 (3.5) 100CM GS60	H010202020301	IIb	SCA 36	404310/R
C0764779	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HS30	H010202020301	IIb	SCA 36	383396/R
C0764817	SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM DS48	H010202020301	IIb	SCA 36	1340281/R
C0764825	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM HS21	H010202020301	IIb	SCA 36	383387/R
C0764876	SILKAM NERO 5/0 (1) 75CM HS21	H010202020301	IIb	SCA 36	383386/R
C0764892	SILKAM BLACK 1 (4) 75CM DS60	H010202020301	IIb	SCA 36	925201/R
C0764914	SILKAM NERO 0 (3,5) 100CM DS90 PEEL	H010202020301	IIb	SCA 36	404719/R
C0764990	SILKAM BLACK 2/0 (3) 100CM GS51	H010202020301	IIb	SCA 36	925335/R
C0765031	SILKAM BLACK 0 (3.5) 100CM GS51	H010202020301	IIb	SCA 36	925334/R
C0765066	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 75CM DS12	H010202020301	IIb	SCA 36	383410/R
C0765074	SILKAM NERO 5/0 (1) 75CM DS12	H010202020301	IIb	SCA 36	383411/R
C0765082	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM DS12	H010202020301	IIb	SCA 36	383412/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0765104	SILKAM NERO 3/0 (2) 45CM DS24	H010202020301	IIb	SCA 36	404708/R
C0765112	SILKAM NERO 2/0 (3) 45CM DS24	H010202020301	IIb	SCA 36	404316/R
C0765117	SILKAM NERO 1 (4) 45CM DS24	H010202020301	IIb	SCA 36	383430/R
C0765120	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM DS24	H010202020301	IIb	SCA 36	925220/R
C0765171	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 75CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 36	383429/R
C0765198	SILKAM NERO 5/0 (1) 75CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 36	383431/R
C0765201	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 36	383432/R
C0765210	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 36	383433/R
C0765228	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 36	383434/R
C0765236	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 36	383435/R
C0765295	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 75CM DR12	H010202020301	IIb	SCA 36	925176/R
C0765309	SILKAM NERO 5/0 (1) 75CM DR12	H010202020301	IIb	SCA 36	383367/R
C0765317	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM DR12	H010202020301	IIb	SCA 36	404701/R
C0765378	SILKAM BLACK 0 (3.5) 90CM HR26	H010202020301	IIb	SCA 36	925278/R
C0765473	SILKAM BLACK 2/0 (3) 45CM DS30	H010202020301	IIb	SCA 36	1400794/R
C0765481	SILKAM NERO 0 (3.5) 45CM DS30	H010202020301	IIb	SCA 36	404309/R
C0765490	SILKAM NERO 5/0 (1) 75CM HS15	H010202020301	IIb	SCA 36	383381/R
C0765503	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM HS15	H010202020301	IIb	SCA 36	383382/R
C0765511	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM GR19	H010202020301	IIb	SCA 36	383374/R
C0765554	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM GR51	H010202020301	IIb	SCA 36	383484/R
C0765767	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM DR15	H010202020301	IIb	SCA 36	383371/R
C0766020	SILKAM NERO 8/0 (0.4) 45CM DSMP6 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	383465/R
C0766038	SILKAM NERO 7/0 (0.5) 45CM DSMP7 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	383466/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0766046	SILKAM NERO 6/0 (0,7) 45CM DSMP7	H010202020301	IIb	SCA 36	383467/R
C0766049	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM DSMP24 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	925183/R
C0766070	SILKAM NERO 6/0 (0,7) 45CM DSMP11 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	383471/R
C0766089	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM DSMP11 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	383472/R
C0766127	SILKAM NERO 3/0 (2) 4X45CM HRT17	H010202020301	IIb	SCA 36	383377/R
C0766135	SILKAM NERO 4/0 (1,5) 45CM HSMP9 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	383464/R
C0766168	SILKAM BLACK 3/0 (2) 4X45CM HR26 TO	H010202020301	IIb	SCA 36	1175316/R
C0766169	SILKAM BLACK 2/0 (3) 4X45CM HR26 TO	H010202020301	IIb	SCA 36	925202/R
C0766186	SILKAM NERO 6/0 (0,7) 45CM DSMP13 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	383474/R
C0766194	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	383475/R
C0766208	SILKAM NERO 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	383476/R
C0766216	SILKAM NERO 6/0 (0,7) 45CM DSMP16 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	404704/R
C0766224	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	404705/R
C0766232	SILKAM NERO 4/0 (1,5) 45CM DSMP16 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	925184/R
C0766262	SILKAM BLACK 4/0 (1,5) 45CM DSMP24(M)DDP	H010202020301	IIb	PAC da 36 PZ	1982213/R
C0766275	SILKAM NERO 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	383478/R
C0766283	SILKAM NERO 2/0 (3) 45CM DSMP24 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	925281/R
C0766682	SILKAM NERO 4/0 (1,5) 45CM DSMP19 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	404707/R
C0766690	SILKAM NERO 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	383477/R
C0766704	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	404706/R
C0766950	SILKAM NERO 7/0 (0,5) 45CM DRTM8	H010202020301	IIb	SCA 36	925185/R
C0767220	SILKAM NERO 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10	H010202020301	IIb	SCA 36	383456/R
C0767840	SILKAM NERO 3/0 (2) 45CM 2XDS16	H010202020301	IIb	SCA 36	383424/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0768065	SILKAM NERO 6/0 (0,7)45CM 2XDSMP7(M)	H010202020301	IIb	SCA 36	383469/R
C0768073	SILKAM NERO 7/0 (0.5) 45CM 2XDSMP7 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	383468/R
C0768260	SILKAM NERO 7/0 (0.5) 45CM 2XDSMP11 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	925186/R
C0768278	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 45CM 2XDSMP11 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	383473/R
C0768464	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 45CM 2XDS12	H010202020301	IIb	SCA 36	383413/R
C0768472	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM 2XDS12	H010202020301	IIb	SCA 36	383414/R
C0768480	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 45CM 2XDS12	H010202020301	IIb	SCA 36	925218/R
C0768529	SILKAM BLACK 8/0 (0.4) 45CM 2XDR8	H010202020301	IIb	SCA 36	925200/R
C0768790	SILKAM NERO 6/0 (0,7)45CM 2XHSM7(M)	H010202020301	IIb	SCA 36	404722/R
C0768863	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 45CM 2XDSMP13 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	925187/R
C0769029	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 90CM 2XHR17	H010202020301	IIb	SCA 36	1095026/R
C0769193	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM 2XDR12	H010202020301	IIb	SCA 36	383369/R
C0769215	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 45CM 2XDR12	H010202020301	IIb	SCA 36	404702/R
C0769240	SILKAM NERO 3/0 (2) 45CM 2XDR12	H010202020301	IIb	SCA 36	383368/R
C0769568	SILKAM NERO 4/0(1,5)60CM 2XDR18 (M)	H010202020301	IIb	SCA 36	383470/R
C0772429	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM DS35	H010202020301	IIb	SCA 36	383445/R
C0772437	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM DS35	H010202020301	IIb	SCA 36	383446/R
G0260410	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 250CM ARO	H010202020302	IIb	SCA 12	404685/R
G0260428	SILKAM NERO 3/0 (2) 250CM ARO	H010202020302	IIb	SCA 12	404678/R
G0260436	SILKAM NERO 2/0 (3) 250CM ARO	H010202020302	IIb	SCA 12	404679/R
G0260444	SILKAM NERO 0 (3.5) 250CM ARO	H010202020302	IIb	SCA 12	404680/R
G0260452	SILKAM NERO 1 (4) 250CM ARO	H010202020302	IIb	SCA 12	404681/R
G0260460	SILKAM NERO 2 (5) 250CM ARO	H010202020302	IIb	SCA 12	404682/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G0260479	SILKAM NERO 3 (6) 250CM ARO	H010202020302	IIb	SCA 12	404683/R
G0260487	SILKAM NERO 5 (7) 250CM ARO	H010202020302	IIb	SCA 12	404684/R
G0262099	SILKAM NERO 1 (4) 150CM##### DDP	H010202020302	IIb	PAC da 12 PZ	1826460/R
G0262110	SILKAM NERO 3 (6) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 12	925401/R
G0262129	SILKAM NERO 4 (6) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 12	925402/R
G0262137	SILKAM NERO 5 (7) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 12	925403/R
G0262145	SILKAM NERO 6 (8) 150CM	H010202020302	IIb	SCA 12	925275/R
G0760120	SILKAM NERO 5/0 (1) 75CM HR17 (M)	H010202020301	IIb	SCA 12	925310/R
G0760137	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM HR17	H010202020301	IIb	SCA 12	925339/R
G0760138	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM HR17 (M)	H010202020301	IIb	SCA 12	925305/R
G0760146	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM HR17 (M)	H010202020301	IIb	SCA 12	925301/R
G0760153	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HR17	H010202020301	IIb	SCA 12	925340/R
G0760154	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HR17 (M)	H010202020301	IIb	SCA 12	925302/R
G0760294	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM HR22 (M)	H010202020301	IIb	SCA 12	925312/R
G0760308	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM HR22 (M)	H010202020301	IIb	SCA 12	925303/R
G0760315	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HR22	H010202020301	IIb	SCA 12	925341/R
G0760316	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HR22 (M)	H010202020301	IIb	SCA 12	925304/R
G0760480	SILKAM NERO 0 (3,5) 75CM HR30	H010202020301	IIb	SCA 12	404319/R
G0762067	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 45CM DS12	H010202020301	IIb	SCA 12	925342/R
G0762075	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM DS12	H010202020301	IIb	SCA 12	925343/R
G0762083	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 45CM DS12	H010202020301	IIb	SCA 12	925311/R
G0762113	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 45CM DS16	H010202020301	IIb	SCA 12	925344/R
G0762121	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM DS16	H010202020301	IIb	SCA 12	383479/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G0762130	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 45CM DS16	H010202020301	IIb	SCA 12	925306/R
G0762148	SILKAM NERO 3/0 (2) 45CM DS16	H010202020301	IIb	SCA 12	925345/R
G0762199	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 12	925346/R
G0762202	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 45CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 12	925299/R
G0762210	SILKAM NERO 3/0 (2) 45CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 12	925296/R
G0762300	SILKAM NERO 3/0 (2) 45CM HS23	H010202020301	IIb	SCA 12	925307/R
G0762326	SILKAM NERO 2/0 (3) 45CM HS23	H010202020301	IIb	SCA 12	925308/R
G0762342	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM DS24	H010202020301	IIb	SCA 12	925347/R
G0762350	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM DS24	H010202020301	IIb	SCA 12	925348/R
G0762369	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM DS24	H010202020301	IIb	SCA 12	925349/R
G0762415	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM HS26	H010202020301	IIb	SCA 12	925350/R
G0762423	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HS26	H010202020301	IIb	SCA 12	925351/R
G0762431	SILKAM NERO 0 (3.5) 75CM HS26	H010202020301	IIb	SCA 12	925352/R
G0762490	SILKAM NERO 1 (4) 75CM DS30	H010202020301	IIb	SCA 12	925353/R
G0763137	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM HRT17 (M)	H010202020301	IIb	SCA 12	404720/R
G0763145	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM HRT17 (M)	H010202020301	IIb	SCA 12	925298/R
G0763153	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HRT17 (M)	H010202020301	IIb	SCA 12	925313/R
G0763200	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM DRT18 (M)	H010202020301	IIb	SCA 12	404716/R
G0763218	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM DRT18 (M)	H010202020301	IIb	SCA 12	925309/R
G0763412	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM HRT26 (M)	H010202020301	IIb	SCA 12	925297/R
G0763421	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM HRT26 (M)	H010202020301	IIb	SCA 12	925300/R
G0765198	SILKAM NERO 5/0 (1) 75CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 12	925354/R
G0765201	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 12	925355/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G0765210	SILKAM NERO 3/0 (2) 75CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 12	404725/R
G0765228	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM DS19	H010202020301	IIb	SCA 12	925356/R
G0765317	SILKAM NERO 4/0 (1.5) 75CM DR12	H010202020301	IIb	SCA 12	404718/R
G0765554	SILKAM NERO 2/0 (3) 75CM GR51	H010202020301	IIb	SCA 12	925357/R
G0766950	SILKAM NERO 7/0 (0.5) 45CM DRTM8	H010202020301	IIb	SCA 12	404726/R
G0768125	SILKAM BLACK 7/0 (0.5) 45CM 2XDLM6S 200M	H010202020301	IIb	SCA 12	925197/R
G0768723	SILKAM NERO 6/0 (0.7) 45CM 2XVLM8 (M)	H010202020301	IIb	SCA 12	383480/R
G0768731	SILKAM NERO 5/0 (1) 45CM 2XVLM8 (M)	H010202020301	IIb	SCA 12	383481/R
M0766115	SILKAM NERO 4/0 (1,5)8X45CM HR17 TO	H010202020301	IIb	SCA 36	925397/R